



CHROMOPTIC

La Maison des Services
Avenue des 2 Lacs
91971 COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com
contact@chromoptic.com
tel: 01.69.31.41.65
Fax: 01.60.14.46.92

Capuchon pour flacon 2ml
09 15 0838 LA-PHA-PACK



Capuchon en PP bleu pour flacon à pas de vis court

Trou central 6mm

Septa en Silicone blanc / PTFE rouge

UltraClean

Dureté du septa 55° shore A

Epaisseur : 1 mm