




CHROMOPTIC

La Maison des Services
Avenue des 2 Lacs
91971 COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com
contact@chromoptic.com
tel: 01.69.31.41.65
Fax: 01.60.14.46.92

Flacon 2ml
11 09 0500 LA-PHA-PACK



Flacon en verre transparent de 1ère classe hydrolytique

Pas de vis court

Large ouverture ND9

Dimensions: 32 x 11.6mm

Volume total: 1.85ml

Volume d'utilisation: 1.5ml

Volume minimal d'utilisation: 200µl

Volume résiduel: <120µl