



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs

91971 COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com

contact@chromoptic.com

Flacon à visser

11 09 1957 (LA-PHA-PACK)



Flacon à visser en verre ambré de 1ère classe hydrolytique avec insert intégré

Avec surface de marquage et lignes de remplissage

Diamètre du col: ND9

Dimensions: 32 x 11.6mm

Volume total: 1.34ml

Volume d'utilisation: 0.2ml

Volume minimal d'utilisation: 25µl

Volume résiduel <1µl

Conditionnés par 10 boîtes de 100 flacons