



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

CAPSULES SOUPLES

11 15 1853 (LA-PHA-PACK)



Capsules souples pour flacons à clipser

En polyéthylène transparent

Orifice central de 6mm

Pour flacons de col ND11

Septum en silicone blanc / PTFE bleu pré-entaillé en croix

Dureté: 45° shore A

Epaisseur: 1mm

Conditionnés par 1000 (10 sachets de 100)