



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

CAPSULES A SERTIR

11-AC7 (CHROMACOL)



Capsules à sertir en aluminium argenté

Pour flacons de col ND11

Orifice central de 6mm

Septum: caoutchouc naturel / PTFE transparent

Dureté: 60°

Epaisseur: 1mm

Conditionnés par 500