



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com




contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

Colonne DB-5ms

121-5522E (AGILENT TECHNOLOGIES)



Colonne capillaire pour l'analyse des aromatiques et des semi-volatils

Phase apolaire DB-5ms

Epaisseur du film: 0.18 μ m

Diamètre interne: 0.18mm

Longueur: 20m

Touret de 5''

Conditionnée à l'unité