



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust
91971 COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com




contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

COLONNE J&W DB-ALC1

123-9134 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Colonne capillaire J&W DB-ALC1

Pour analyse fiable de l'alcool dans le sang

Résolution améliorée des pics importants de l'éthanol et de l'acétone

Greffée et réticulée

Polarité moyenne

Longueur: 30m

DI: 0.32mm

Epaisseur du film: 1.80µm

Limites de température: 20 à 260/280°C

Touret de 7''

Conditionnée à l'unité