






CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

FLACONS A VISSER

15 09 1703 (LA-PHA-PACK)



Flacon en verre clair de 1ère classe hydrolytique

Col à pas de vis 15-425

Dimensions: 61 x 16.6mm

Volume total: 8.9ml

Volume d'utilisation: 8ml

Volume minimal d'utilisation: 1.5 ml

Volume résiduel: 800µl

Conditionnés par 1000 (10 boites de 100)