



## CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs  
ZAC de Villejust - BP 40139  
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



[www.chromoptic.com](http://www.chromoptic.com)



[contact@chromoptic.com](mailto:contact@chromoptic.com)



01.69.31.41.65

### **BOUCHONS A VISSER**

15 15 1748 (LA-PHA-PACK)



Bouchons pleins en polypropylène noir à visser

Pour flacons de col ND15

Septum en Butyl rouge / PTFE gris

Dureté: 55° shore A

Épaisseur: 1.6mm

Conditionnés par 1000 (10 sachets de 100)