




CHROMOPTIC

La Maison des Services
Avenue des 2 Lacs
91971 COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com
contact@chromoptic.com
tel: 01.69.31.41.65
Fax: 01.60.14.46.92

Colonne HP-5ms
19091S-433 (AGILENT)



Colonne (5%-phényl)-méthylpolysiloxane

Apolaire

Très faible ressuage, idéale pour la GC-MS

Inertie excellente pour les composés actifs, acides ou basiques

Rapport signal/bruit amélioré pour une sensibilité accrue et une meilleure identification des spectres de masse

Greffée et réticulée

Rinçable aux solvants

Correspond à la phase G27 de l'USP

Dimensions: 30m de longueur

Diamètre interne: 0.25mm

Epaisseur du film: 0.25µm

Limites de température: -60° à 325/350°C

Touret de 7''

Conditionnée à l'unité

Fournie avec un chromatogramme test.