



## CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs  
ZAC de Villejust - BP 40139  
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



[www.chromoptic.com](http://www.chromoptic.com)



[contact@chromoptic.com](mailto:contact@chromoptic.com)



01.69.31.41.65

### COLONNES UHPLC 27101-052130 (THERMO)



**Désignation :** Colonnes UHPLC Accucore™ Vanquish™ C18+, 1,5 µm (L1)

**Longueur :** 50 mm

**Diamètre :** 2.1 mm

**Granulométrie :** 1.5 µm

**Porosité :** 80 Å

**pH :** 2—9

**Taux de carbone :** 6.5 %

**Phase :** Phase inverse

**Surface spécifique :** 110 m<sup>2</sup>/g

**Température :** 70 °C

**Pression maximum :** 1000 bars (14500 psi)

**End-capped :** Oui

**Conditionnement :** A l'unité