






CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

JOINT DE ROTOR DE VANNE D'INJECTION

5068-0198 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Joint de rotor de vanne d'injection

En PAEK

Pour passeur d'échantillon Agilent 7176B

Système LC 12090 Infinity II

Pression max: 1300 Bar

Conditionné à l'unité