



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

FLACONS A VIS CERTIFIES

5182-0716 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Flacons à visser en verre ambré de 1ère classe hydrolytique

Certifiés

Volume: 2ml

Dimensions du flacon: 32 x 12mm

Diamètre du col: 12mm

Avec plage de marquage

Conditionnés par 100