



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

Insert

5183-2085 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Insert en verre clair de 1ère classe hydrolytique

Pointe étirée de 12mm

Volume: 250µl

Taille de l'insert: 5.6 x 31mm

Conditionnés par 100