



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

Insert d'injection

5183-4702 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Insert avec division

Avec rétreint

Faible perte de charge

Avec laine de verre

Volume: 870 μ l

Longueur: 78.5mm

Conditionnés par 25