



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

INSERT D'INJECTION

5190-2293 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Insert d'injection UltraInert

Pour injections splitless

Simple rétreint

Garni de laine de verre

DI: 4mm

Volume: 900µl

Conditionné à l'unité