






## CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs  
ZAC de Villejust - BP 40139  
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 [www.chromoptic.com](http://www.chromoptic.com)  
 [contact@chromoptic.com](mailto:contact@chromoptic.com)  
 01.69.31.41.65

### Colonne InfinityLab Poroshell

695775-902 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Colonne HPLC

Phase inverse: EC-C18 endcappée

Taux de carbone: 10%

Diamètre interne: 2.1mm

Longueur: 100mm

Silice superficiellement poreuse

Taille des particules: 2.7µm

Porosité: 120Å

Gamme de poids moléculaire: 0 - 3000 Da

Pression max: 600 Bar

Solvant de conditionnement: Acetonitrile / Eau

Conditionnée à l'unité