



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

Colonne Pursuit

A3051150X020 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Colonne HPLC Pursuit

Phase inverse Pursuit PFP endcappée

Longueur: 150mm

Diamètre interne: 2mm

Limite de poids moléculaire: 0 à 3000 Da

Taille des particules: 3µm

Particules totalement poreuses

Porosité: 200Å

Pression max: 400 Bar

Gamme de pH: 2 - 8

Conditionnée à l'unité