






## CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs  
ZAC de Villejust - BP 40139  
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 [www.chromoptic.com](http://www.chromoptic.com)  
 [contact@chromoptic.com](mailto:contact@chromoptic.com)  
 01.69.31.41.65

### COLONNES DE GARDE YMC-PACK ODS-AQ

AQ20S03-01Q1GC (YMC)



Colonnes de garde HPLC YMC-Pack ODS-AQ

Phase C18 « hydrophile »

Longueur: 10mm

DI: 2.1mm

Taille des particules: 3 $\mu$ m

Porosité: 20nm

Surface: 175 m<sup>2</sup>g<sup>-1</sup>

Taux de carbone: 10%

Gamme de pH: 2 - 7

Conditionnées par 5