



CHROMOPTIC

La Maison des Services
Avenue des 2 Lacs
91971 COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com
contact@chromoptic.com
tel: 01.69.31.41.65
Fax: 01.60.14.46.92

Capsules pour 20mm Pour flacon
headspace

BVC20C0133 (CHROMOPTIC)



Capsules en aluminium avec orifice central de 10mm

Septa en silicone bleu transparent et PTFE blanc **UltraClean**, d'épaisseur 3mm et de dureté 45° shore A

Résistant aux températures de -60°C jusqu'à 200°C

Conditionnés par 1000