



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust
91971 COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

FILTRAE®

MEMBRANES EN MCE

CC047ME022 (CHROMOPTIC)



Filtres de la gamme FILTRAE®

Membrane composée d'acétate de cellulose pure et de nitrate de cellulose (MCE Esters de Cellulose mixte), hydrophile—Capacité d'absorption élevée

Stabilité chimique: pH 4-8

Recommandés pour la clarification des fluides biologiques, filtration des enzymes et autres solutions aqueuses

Débit d'eau: 12-18ml/mn/cm²@10psi

Point de bulle: 52-65 psi

Diamètre: 47mm

Porosité: 0.22µm

Couleur: blanc non quadrillé

Conditionnés en boîte de 100 membranes