



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust
91971 COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

FILTRAE®

FILTRES SERINGUES STERILES MCE

CC33ME22S (CHROMOPTIC)



Filtres seringue de la gamme FILTRAE®

Membrane composée d'acétate de cellulose pure et de nitrate de cellulose (MCE Esters de Cellulose mixte), hydrophile—Capacité d'absorption élevée

Stabilité chimique: pH 4-8

Recommandés pour la clarification des fluides biologiques, filtration des enzymes et autres solutions aqueuses

Corps du filtre en PP soudé par ultrasons

Surface de filtration: 5.39cm²

Volume d'échantillon < 200ml

Volume mort < 35ml

Pression Max: 75 psi

Température max: 50°C

Entrée Luer Lock femelle

Sortie: Luer Lock mâle

Stérilisation aux rayons gamma

Diamètre: 33mm

Porosité: 0.22µm

Conditionnés par 50 en blister individuel