



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

Colonne Clean Screen ETG

CCETG203 (UCT)



Colonnes SPE Clean Screen[®] ETG d'extraction phase solide

Phase carbone propriétaire

Pour l'extraction et la concentration de l'éthyl-glucuronide et analyse en GC/MS ou LC/MS

Volume du tube: 3ml

Masse de sorbant: 200 mg

Aiguille SPE en PP fournie (élimine le risque de contamination croisée). Se connecte à l'extrémité Luer de la colonne

Conditionnés par 50