



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust
91971 COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com
contact@chromoptic.com
01.69.31.41.65

CARTOUCHES SPE CLEAN SCREEN® THC

CCTHC203 (UCT)



Cartouches SPE en PP remplies de sorbant copolymérisé sur un gel de silice purifié

Phase inverse couplée à un échangeur d'ions

Utilisé pour l'analyse du THC et de ses métabolites

Taux de carbone: 12.1%

Surface: 500m²/g

Taille des pores: 60Å

Volume des pores: 0.77cm³/g

Capacité d'échanges: 0.144meq/g

Volume du tube: 3ml

Masse de sorbant: 200mg

Fourni avec l'outil CLEAN-THRU

Conditionnées par boîtes de 50