



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

Flacon 1.5ml

GWC08C0193 (CHROMOPTIC)



Flacon en verre clair de 1ère classe hydrolytique

Col ND8 et pas de vis court 8-425

Dimensions: 32 x 11.6mm

Volume total: 1.9ml

Volume d'utilisation: 1.5ml

Volume minimum d'utilisation: 200µl

Volume résiduel: <110µl

Conditionnés par 1000