



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs

91971 COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com

contact@chromoptic.com

Flacons à sertir

HSC20C0238 (CHROMOPTIC)



Flacon headspace à sertir en verre clair de 1ère classe hydrolytique

A fond arrondi

Diamètre du col ND20

Volume total: 9.40 ml

Volume d'utilisation: 5 ml

Volume minimal d'utilisation: 1500 μ l

Volume résiduel < 800 μ l

Dimensions: 38,2 x 22 mm

Pour Perkin Elmer

Conditionnées par 10 boites en PP de 100 flacons chacune