



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs

ZAC de Villejust - BP 40139

91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com ☎ 01.69.31.41.65

contact@chromoptic.com

Flacon en verre transparent

KGC09C0197 (CHROMOPTIC)



Flacons en verre transparent 1.5ml

Pas de vis court

Dimensions: 32 x 11.6mm

Large ouverture (9mm)

Avec plage d'écriture et repères de remplissage

Volume total: 1.85ml

Volume d'utilisation: 1.5ml

Volume minimal d'utilisation: 200µl

Volume résiduel < 120µl

Conditionnés par 1000