



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

FLACON A VISSER

KGC09C0363 (CHROMOPTIC)



Flacon en verre clair de première classe hydrolytique

A vis

Col à pas de vis court

Avec insert intégré soudé au col

Diamètre du col: ND9

Dimensions: 32 x 11.6mm

Avec plage de marquage et lignes de remplissage

Volume total: 0.34ml

Volume d'utilisation: 0.2ml

Volume minimum d'utilisation: 25µl

Volume résiduel < 1µl

Conditionnés par 1000 (10 boîtes de 100 flacons)