



CHROMOPTIC

La Maison des Services

Avenue des 2 Lacs

91971 COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com

contact@chromoptic.com

tel: 01.69.31.41.65

Fax: 01.60.14.46.92

Flacons à sertir en verre clair
RRC11C0176 (CHROMOPTIC)



Crimp Neck ND11



11 09 0356

Flacon à sertir 1.5 ml en verre clair de 1ère classe hydrolytique, 32 x 11.6mm

A sertir

Large ouverture (11mm)

Volume total: 2 ml

Volume d'utilisation: 1.5 ml

Volume de travail minimum: 200 µl

Volume résiduel < 100µl

Conditionnés par 1000 (10 boites en PP de 100 flacons)