



## CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs  
ZAC de Villejust - BP 40139  
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 [www.chromoptic.com](http://www.chromoptic.com)  
 [contact@chromoptic.com](mailto:contact@chromoptic.com)  
 01.69.31.41.65

### FLACON A SERTIR

RRC11C0198 (CHROMOPTIC)



Flacon à sertir en verre clair de 1ère classe hydrolytique

Avec surface de marquage et lignes de remplissage

Diamètre du col: ND8

Dimensions: 32 x 11.6mm

Volume total: 2 ml

Volume d'utilisation: 1.5 ml

Volume minimal d'utilisation: 200µl

Volume résiduel <100µl

Conditionnés par 10 boites de 100 flacons