



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

FLACON A SERTIR

RRC11C0323 (CHROMOPTIC)



Flacon à sertir en verre ambré de 1ère classe hydrolytique avec insert intégré

Avec surface de marquage et lignes de remplissage

Diamètre du col: ND11

Dimensions: 32 x 11.6mm

Volume total: 0.4ml

Volume d'utilisation: 0.21ml

Volume minimal d'utilisation: 25µl

Volume résiduel <1µl

Conditionnés par 10 boites de 100 flacons