



CHROMOPTIC

La Maison des Services
Avenue des 2 Lacs
91971 COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com
contact@chromoptic.com
tel: 01.69.31.41.65
Fax: 01.60.14.46.92

Papier ITLC SG

SGI0001 (Agilent)



Papier Instant Thin Layer Chromatography Medium

4.5 x 12 " (11.5 x 30.5cm)

Papier poreux en microfibre de verre imprégnée de silicagel.

Contient un sel de potassium

Conditionnés par 50