



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

Bouchons à visser

SVC08C0158 (CHROMOPTIC)



Bouchons à visser pour col ND8 (8-425)

Bouchon en PP noir avec orifice central de 5.5mm

Septum en silicone blanc / PTFE rouge

Dureté: 45° shore A

Epaisseur: 1.3mm

Conditionnés par 1000