



## CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs  
ZAC de Villejust - BP 40139  
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



[www.chromoptic.com](http://www.chromoptic.com)



[contact@chromoptic.com](mailto:contact@chromoptic.com)



01.69.31.41.65

### Bouchons à visser

SVC09C0159 (CHROMOPTIC)



Bouchons à vis pour flacon ND9

En PP bleu avec orifice central 6mm

A pas de vis court

Septum en silicone blanc / PTFE rouge

Dureté: 55° shore A

Epaisseur: 1mm

Conditionnés par 1000