



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust
91971 COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com



contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

PLAQUE 96 PUIITS CLEAN SCREEN DAU

WSHDAU12-LD (UCT)



Plaque 96 puits Long drip

Phase Clean Screen DAU (Drugs of Abuse): sorbant copolymérisé C8 échangeur de cations

Taux de carbone: 12,4%

Surface: 500 m²/g

Porosité: 60 Å

Granulométrie 40—63 µm

Masse de sorbant : 200 mg par puit

Conditionnés par 1 plaque