



## CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs  
ZAC de Villejust - BP 40139  
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex



[www.chromoptic.com](http://www.chromoptic.com)



[contact@chromoptic.com](mailto:contact@chromoptic.com)



01.69.31.41.65

### Colonne Clean Screen DAU

ZCDAU020 (UCT)



Colonnes SPE Clean Screen<sup>®</sup> DAU

Phase copolymérisée, utilisant à la fois une phase inverse (C8) et une phase échangeuse d'ions (acide benzenesulfonique) greffée sur les mêmes particules.

Taux de carbone: 12,4%

Surface: 500m<sup>2</sup>/g

Taille des pores: 60Å

Volume des pores: 0.77 cm<sup>3</sup>/g

Volume du tube: 10ml

Masse de sorbant: 200 mg

Aiguille SPE en PP fournie (élimine le risque de contamination croisée). Se connecte à l'extrémité Luer de la colonne

Conditionnés par 50