



CHROMOPTIC

☎ 01.69.31.41.65

📠 01.60.14.46.92

chromoptic@wanadoo.fr

www.chromoptic.com

DISTRIBUTEUR EXCUSIF FRANCE



Des paillasses mobiles,
réglables en hauteur et
motorisées pour vos
chaines HPLC

- ◇ Ajustable en hauteur de **60.5 à 90.5cm**
- ◇ **Double pied motorisé**
- ◇ Supporte **jusqu'à 300kg**
- ◇ Plan de travail en Tresca® **résistant aux produits chimiques** (45x75cm ou 90x75cm)
- ◇ Le plan de travail peut facilement être **levé ou abaissé** par une simple pression sur un interrupteur
- ◇ Compatibilité électrique dans le monde entier
- ◇ Monté sur roulettes blocables pour un **déplacement facilité** dans le laboratoire
- ◇ Permet un **accès aisé** en haut de la chaîne HPLC
- ◇ **Accès sécurisé aux solvants**



Interrupteurs standards pour monter ou abaisser la plateforme



En option, 3 hauteurs mémorisables et affichage du poids sur la plateforme



Dimensions externes	BCHLC4575	BCHLC9075
Profondeur	75cm	75cm
Largeur	45cm	90cm
Hauteur	60.5 à 90.5cm	60.5 à 90.5cm
Poids	30 kg	35kg

Pour connaître les références des paillasses mobiles IonBench ou pour tout autre renseignement, contactez CHROMOPTIC, nous sommes à votre service
Pour ne plus recevoir nos offres et promotions, cliquez ici