



CHROMOPTIC



CLAINO

GAS GENERATORS AND PURIFIERS

OLYMPIA SERIES

N70-1

GENERATEUR D'AZOTE HAUTE CAPACITE



PUISSANT ET SILENCIEUX

Idéal pour LCMS (installation simple ou multiple), préparation d'échantillons et tous les analyseurs nécessitant de l'azote sec

VITESSE VARIABLE

Régulation automatique de la vitesse en fonction du débit fourni



SILENCIEUX

Conception insonorisée et anti-vibrations adaptées au laboratoire

ECONOME

30% de consommation en moins (comparativement aux autres appareils équivalents) grâce à un logiciel élaboré d'optimisation de consommation d'énergie.



COÛTS DE MAINTENANCE REDUITS

Durées de vie du moteur et du compresseur augmentées grâce à la vitesse variable et la température de fonctionnement peu élevée



INNOVANTE

Equippée d'un « Scroll », technologie sans huile et membrane séchante



CONTRÔLE A DISTANCE

Avec la plateforme Claind4You

EN OPTION:

Tuyaux pour évacuation ou récupération de chaleur

Réservoir vertical de 100l - Kit d'installation - Manomètre simple - Manomètre double

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE	433.30.0010.00
DEBIT MAX	Jusqu'à 80Nl/min
TECHNOLOGIE DU COMPRESSEUR	Scroll non lubrifié
PRESSION DE SORTIE	6 ÷ 9.5 bar
ALIMENTATION ELECTRIQUE	230 Vac ± 10% 60Hz 2.5kW
INDICE DE PROTECTION	IP20
NIVEAU SONORE	Minimum: 54 dBA Moyenne: 58 dBA
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	5°C - 40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE	5°C - 50°C
HUMIDITE AMBIANTE	Max 90% sans condensation
ALTITUDE MAX	Testé jusqu'à 2000m au dessus du niveau de la mer
DIMENSIONS	L x P x H (cm) 68 x 83 x 79.5
POIDS	155 kg
DISPERSION THERMIQUE	2340 J/sec
CONNEXIONS PNEUMATIQUES	Air et Azote sortie G1/2" femelle Tuyau d'évacuation des condensats en PVC DE 9mm et réservoir de collecte
CONNEXIONS ELECTRIQUES	Câble d'alimentation de 5mt; Prise IEC309, Prise 32A IP44 conformément aux standards IEC 60309-1 et IEC 60309-2
CONNEXIONS INFORMATIQUES	câble RJ45 - WIFI
GARANTIE	2 ans de garantie à compter de la livraison

Contact Région Parisienne et Centre:	Céline LAURENCE	claurence@chromoptic.com	07.85.27.58.57
Contact Région Nord et Est:	Valérie FILLEBEEN	vfilebeen@chromoptic.com	06.76.68.29.65
Contact Région Grand Ouest:	Marjolaine LEBON	mlebon@chromoptic.com	06.36.77.11.25
Contact Région Sud Est:	Hervé BRETON	h.breton@chromoptic.com	06.75.55.98.45

contact@chromoptic.com

www.chromoptic.com

