



CHROMOPTIC



CLAINO

GAS GENERATORS AND PURIFIERS

OLYMPIA SERIES

A200-1

COMPRESSEUR D'AIR NON LUBRIFIE



PUISSANT ET SILENCIEUX

Idéal pour LCMS, GC-TOC, Equipements Pneumatiques de laboratoire, Absorption Atomique et tous les analyseurs nécessitant un air sec exempt d'hydrocarbures

VITESSE VARIABLE

Régulation automatique de la vitesse en fonction de débit fourni

SILENCIEUX

Conception insonorisée et anti-vibrations adaptées au laboratoire

ECONOME

30% de consommation en moins (comparativement aux autres appareils équivalents) grâce à un logiciel élaboré d'optimisation de consommation d'énergie

COÛTS DE MAINTENANCE

REDUITS

Durées de vie du moteur et du compresseur augmentées grâce à la vitesse variable et la température de fonctionnement peu élevée

INNOVANTE

Equipée d'un « Scroll », technologie sans huile et d'une membrane séchante



CONTRÔLE A DISTANCE

Avec la plateforme Claind4You

EN OPTION:

Tuyaux pour évacuation ou récupération de chaleur

Réservoir vertical de 100l - Kit d'installation - Manomètre simple - Manomètre double

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE DU PRODUIT	433.30.0000
DEBIT	190NI/min (210l/min FAD) à 7 bar
TECHNOLOGIE	Compresseur Scroll sans huile
PRESSION DE SORTIE	6 ÷ 9,5 bar
CARACTERISTIQUE DE L'AIR DE SORTIE	Particules = 0.01µm Humidité: -60°C point de rosée ATP à 9.5 bar 50NI/min
ALIMENTATION ELECTRIQUE	230 Vac ±10% 50/60Hz 2.5kW
INDICE DE PROTECTION	IP20
NIVEAU SONORE	Minimum: 54dBA en moyenne: 58dBA
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	5°C - 40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE	5°C - 50°C
HUMIDITE ENVIRONNANTE	Max 90% sans condensation
ALTITUDE MAX	Testé jusqu'à 2000m au dessus du niveau de la mer
DIMENSIONS	L x P x H= 68 x 83 x 79.5
POIDS	148 kg
CHALEUR RELACHEE DANS L'ENVIRONNEMENT	2340J / sec
CONNEXIONS PNEUMATIQUES	Sortie d'air purifié: G1/2" femelle Evacuation des condensats par un tuyau de DE 9mm et un réservoir de collecte
CONNEXIONS ELECTRIQUES	Câble d'alimentation de 5mt; Prise IEC309, prise 32A IP44 conformément aux normes IEC 60309-1 et IEC 60309-2
CONNECTIONS INFORMATIQUES	Ethernet MQTTS, protocole de communication MOD-BUS, câble RJ45, WIFI
GARANTIE	2 ans à compter de la livraison

Contact région parisienne et centre: Céline LAURENCE claurence@chromoptic.com 07.85.27.58.57

Contact Région Nord et Est de la France: Valérie FILLEBEEN vfillebeen@chromoptic.com 06.76.68.29.65

Contact Région Grand Ouest: Marjolaine LEBON mlebon@chromoptic.com 06.36.77.11.25

Contact Région Sud Est: Hervé BRETON h.breton@chromoptic.com 06.75.55.98.45

contact@chromoptic.com

www.chromoptic.com