



CHROMOPTIC



CLAINO

GAS GENERATORS AND PURIFIERS

## ACCESSOIRES

### GENERATEUR D'EAU DEMINERALISEE



**REFERENCE:** 300.03.0000

#### **SPECIFICATIONS:**

- ⌘ Résistivité de l'eau produite > 10M $\Omega$
- ⌘ Débit max: 60 litres/heure
- ⌘ Pression max: 4bar
- ⌘ Connexions pour l'eau délivrée: 3/4" M
- ⌘ Fixation murale (support de paillasse en option)

⌘ **VENDU SANS CARTOUCHE**

**REFERENCE:** 300.03.0010

**DESCRIPTION:**

Cartouche pour générateur d'eau déminéralisée

**SPECIFICATIONS:**

- ☞ Volume de la résine: 2 litres
- ☞ Contrôle visuel: la résine change de couleur quand elle est saturée. Elle passe du bleu au orange
- ☞ Durée de vie: 6 mois

**REFERENCE:** 300.03.0030

**DESCRIPTION:**

Support de paillasse pour générateur d'eau déminéralisée

**REFERENCE:** 48314

**DESCRIPTION:**

Cubitainer de 5l d'eau déminéralisée



**Contact Région Parisienne et Centre:**

**Céline LAURENCE**

claurence@chromoptic.com

07.85.27.58.57

**Contact Région Nord et Est:**

**Valérie FILLEBEEN**

vfilebeen@chromoptic.com

06.76.68.29.65

**Contact Région Grand Ouest:**

**Marjolaine LEBON**

mlebon@chromoptic.com

06.36.77.11.25

**Contact Région Sud Est:**

**Hervé BRETON**

h.breton@chromoptic.com

06.75.55.98.45

[contact@chromoptic.com](mailto:contact@chromoptic.com)

[www.chromoptic.com](http://www.chromoptic.com)