



CHROMOPTIC

☎ 01.69.31.41.65 ✉ contact@chromoptic.com

🌐 www.chromoptic.com



DU NOUVEAU DANS NOTRE OFFRE FLACONNAGE: LES FLACONS A INSERT INTEGRE BASE-BONDED

Un design de fabrication permettant à l'insert de rester parfaitement centré lors de l'injection ainsi qu'une manipulation sans risque

Un volume résiduel <2µl pour des échantillons précieux

Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques grâce à la géométrie standard du flacon (32 x 11.6mm et fond plat)

Fermetures disponibles: Pas de vis court ND9, à sertir ND11 et à clipser ND11

Disponibles avec deux tailles de micro-inserts: larges et étroits

Verre de 1ère classe hydrolytique



ALTERNATIVE
AUX 03-FISV

ALTERNATIVE
AUX 03-FISVA

ALTERNATIVE
AUX 03-FIV

ALTERNATIVE
AUX 03-FIVA

ALTERNATIVE
AUX 03-FIRV

ALTERNATIVE
AUX 03-FIRVA

	KGC09C0682	Flacon à visser ND9 avec insert étroit intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.3ml	Volume d'utilisation 0.25ml	Volume résiduel <3µl
	KGC09C0683	Flacon à visser ND9 avec insert étroit intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.3ml	Volume d'utilisation 0.25ml	Volume résiduel <3µl
	KGC09C1562	Flacon à visser ND9 avec insert large intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.45ml	Volume d'utilisation 0.35ml	Volume résiduel <2µl
	KGC09C1563	Flacon à visser ND9 avec insert large intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.45ml	Volume d'utilisation 0.35ml	Volume résiduel <2µl
	RRC11C0680	Flacon à sertir ND11 avec insert étroit intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.3ml	Volume d'utilisation 0.25ml	Volume résiduel <3µl
	RRC11C0681	Flacon à sertir ND11 avec insert étroit intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.3ml	Volume d'utilisation 0.25ml	Volume résiduel <3µl
	RRC11C1353	Flacon à sertir ND11 avec insert large intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.45ml	Volume d'utilisation 0.35ml	Volume résiduel <2µl
	RRC11C1354	Flacon à sertir ND11 avec insert large intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.45ml	Volume d'utilisation 0.35ml	Volume résiduel <2µl
	SRC11C0684	Flacon à clipser ND11 avec insert étroit intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.3ml	Volume d'utilisation 0.25ml	Volume résiduel <3µl
	SRC11C0685	Flacon à clipser ND11 avec insert étroit intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.3ml	Volume d'utilisation 0.25ml	Volume résiduel <3µl
	SRC11C1560	Flacon à clipser ND11 avec insert large intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.45ml	Volume d'utilisation 0.35ml	Volume résiduel <2µl
	SRC11C1563	Flacon à clipser ND11 avec insert large intégré de 0.3ml	1000 pièces 10 boîtes de 100 flacons	Volume total: 0.45ml	Volume d'utilisation 0.35ml	Volume résiduel <2µl