





Avantages de l'évaporateur SPeVap® 32/48 positions



Plus efficace et moins encombrant qu'un évaporateur classique



Comprend un tube d'évacuation donc ne nécessite pas de travailler sous une hotte



Ecran tactile pour une utilisation facilitée



10 méthodes pré-programmées




Réglage ou remplacement facile des buses en PTFE pour minimiser les risques de contamination croisée



Visualisation des étapes d'évaporation par un code couleur




Evaporation possible des flacons de passeurs automatiques



UCT SPeVap®



Faible encombrement



Fenêtre de visualisation du programme d'évaporation :

Permet une augmentation progressive du débit dans le tube au fur et à mesure de l'évaporation

Evacuation directe des vapeurs de solvant ne nécessitant pas d'utiliser l'évaporateur sous une hotte




La couleur de la lumière dans la chambre d'évaporation correspond à une des 3 étapes du processus, pour une surveillance du process d'évaporation à distance.



UCT SPeVap®



- ▲ Jusqu'à 10 méthodes pré-enregistrées facilement modifiables pour des usages répétés.



- ▲ Tube de drainage à l'arrière de l'appareil, avec un raccord rapide au flexible de vidange pour évacuer l'eau.

- ▲ Les boutons de réglage permettent un déplacement latéral de la rampe de buses pendant le processus afin d'obtenir la position optimale pour l'évaporation.



- ▲ Les plateaux sont compatibles avec la plupart des flacons



VMFSPEVAP-32 SPeVAP® 32 positions

VMFSPeVAP-48 SPeVAP® 48 positions